






➔ **Toque 1 vez = ciclo rápido**
30 min.



➔ **Toque 2 vezes ciclo intensivo**
1h



1 Ligue a fonte de alimentação USB na parte de trás do PerfectDry Lux®. Em seguida, conecte o cabo entrada USB ou na tomada eléctrica. Intermitentes, luzes piloto, indicando que o dispositivo está ligado.

2 Antes de colocar as próteses no PerfectDry Lux®, limpe-os para remover cera e impurezas. Se for possível, coloque o seu aparelho auditivo com o compartimento da bateria aberto para um melhor processo de desumidificação. Feche a tampa do PerfectDry Lux®.

3 Toque no botão de partida para seleccionar a sua secagem :

➔ **Toque uma vez** para iniciar um ciclo de secagem rápida de 30 minutos, a luz do lado esquerdo é ligada.

➔ **Toque duas vezes** para iniciar ciclo de secagem intensiva de 1h, os duas luzes se acendem.

Depois de um minuto, sem nenhuma ação, o PerfectDry Lux® irá ativar o stand-by modo e as luzes desligam-se -toque no botão de arranque uma vez para reativar o dispositivo, em seguida, selecione o ciclo de secagem que você precisa.

O PerfectDry Lux® para automaticamente no fim do ciclo de secagem e as luzes piloto iram desligar-se. Se você precisa parar um ciclo de secagem em curso, basta abrir a tampa e ele vai parar automaticamente (recurso de segurança).

Precaução de uso

- Colocar a PerfectDry Lux® numa base estável e seca.
- Não olhe diretamente para a luz UV-C localizada no interior da câmara de secagem.
- Para desligar o aparelho da tomada, puxe o cabo de alimentação diretamente, mas não puxe o cabo de alimentação.

Conselhos de manutenção

Limpe com um pano macio. Não use nenhum produto de limpeza abrasivos para limpar o PerfectDry Lux®. Não borrife qualquer líquido dentro da caixa. Mantenha o PerfectDryLux® com a tampa fechada quando não estiver em uso para evitar depósito de impurezas nas lâmpadas UV-C.

PerfectDry Lux®

Instruções de segurança

Leia as instruções cuidadosamente antes da primeira utilização e mantê-lo para próximas utilizações. Qualquer uso que não esteja em conformidade com as instruções irá libertar o fabricante de qualquer responsabilidade.

O PerfectDry Lux® deve ser utilizado por uma pessoa com plenas capacidades intelectuais. Nenhuma outra restrição se aplica ao utilizador. Manter fora do alcance das crianças. Qualquer intervenção, além da limpeza habitual e manutenção por parte do utilizador, devem ser operados pelo Serviço pós-venda ou de um profissional. Nunca coloque o seu PerfectDry Lux®, ou cabo de alimentação debaixo de água ou qualquer outro líquido. Se o cabo de alimentação estiver danificado, não utilize o aparelho. Deve substituir o seu cabo de alimentação com um original. Nunca use detergente ou produto corrosivo para limpar o seu PerfectDry Lux®.

Aviso: Qualquer uso que não esteja em conformidade com estas instruções cancela a garantia.

O fabricante não pode ser responsabilizado por danos causados por uma má utilização ou manipulação do produto.

Descrição

O PerfectDry Lux® é um dispositivo electrónico para amantenção e armazenamento de todos os tipos de aparelhos auditivos.

Esta manutenção é assegurada pela combinação de umsistema de ventilação forçada de ar-secagem e raios UV-C desinfecção.

Nota:

- A luz UV-C é um desinfectante de superfície e que tem poucos ou sem qualidades penetrantes, o que significa que não podedanificar o molde dos aparelhos auditivos.

UV-C desinfecção

O PerfectDry Lux® está equipado com um emissor de ondas curtas, lâmpada UV-C, cujo 360° disposição circular que permite alcançar todas as superfícies dos aparelhos auditivos. A exposição da superfície a luz UV-C permite destruir 99% dos fungos e bactérias, e dramaticamente reduz a coceira e as infeções do canal auditivo. A lâmpada irá desligar-se durante os primeiros cinco minutosdo ciclo de secagem, em seguida, desliga-se automaticamente

Desumidificação - Secagem

O PerfectDry Lux® está equipado com um ventilador de ar força do sistema de secagem, o que permite reduzir a potência e tempo necessário para o ciclo de secagem. A temperatura da câmara de secagem é controlada por um sistema electrónico, a fim de manter uma temperatura constante de 45° C, seja qual for o ambiente e a temperatura em torno do dispositivo, e evitar quais quer dano nos aparelhos auditivos.

Dados técnicos

Característica

- Dimensões externas (mm): 92 x 48 x 755
- Dimensões internas (mm): 70 x 21 x 51
- Peso (g): 160
- Alimentação: 5Vdc / 0,5 A
- Potência máxima: 2.5W
- Stand de energia: <0.02W
- UV-C de comprimento de onda: 253.7 nm
- Nível Acústico <20 dba
- Temperatura de secagem: 45° C +/-3
- Temperaturas de operação: de 12 ° a 40° C
- Storage conditions: from -20° to 65°C
- Software Versão 01.00
- Comprimento do cabo USB: 1.5m

Conector de alimentação

- Entrada: 100-247Vac - 50-60Hz - 0.15A
- Saída: 5Vdc / 1A

Informações de identificação

Você vai encontrar a folha de dados sob o seu PerfectDry Lux®.

- V Abreviatura significação:
Volts (tensão de alimentação)
A Ampere (consumo de energia)

 Símbolo do USB

 Dentro de usar

 Este produto é uma produção de ABS reciclado para 7%

 Este produto está em conformidade com o aplicável nas Directivas europeias.

 **ELIMINAR**
Coloque o material antigo fora, sempre de uma forma ecológica. Os aparelhos antigos são feitos com material de reciclagem que tem de ser reciclado. Tenha cuidado ao colocar o seu velhodispositivo fora do sistema de reciclagem de direito.

Manual de instruções

PerfectDry Lux®



UV-C desinfecção e desumidificação rápida de aparelhos auditivos

Este kit inclui:

- 1 PerfectDry Lux®
- 1 Cabo USB-
- 1 Cabo de energia-
- 1 Manual do usuário

umintrodução líquido, negligência, a falta de manutenção ou qualquer outra circunstância causada pelo utilizador. Além disso, a garantia não será válida para qualquer problema causado por relâmpagos ou uma variação na electricidade. Como medida de precaução, recomendamos que desligue o dispositivo emcaso de tempestades.

Garantia

O PerfectDry Lux® tem garantia de 24 meses a partir dadata de compra. Por qualquer falha ou avaria, contacte o seu especialista auditivo. A prova de compra será solicitado a partir de Serviço Pós-Vendadurante o período de garantia. Esta garantia não será válida para qualquer utilização deacordo com estas instruções, por um acidente,